



## CERA

Rev.: 09/20

### DESCRIÇÃO

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis e com altíssimo tráfego. Permite restauração do brilho com polidoras tipo High Speed ou Ultra High Speed.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

Limpadoras, restaurantes, hotéis, indústrias, hospitais, clubes, etc.

### UTILIZAÇÃO

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis e com altíssimo tráfego. Sua formulação foi desenvolvida para formar um filme com brilho "molhado" e deixá-lo resistente ao tráfego intenso e aos detergentes comuns.

### MODO DE USAR

Lavar o piso com REFITEX REMOVE, para remoção total dos tratamentos anteriores. Enxaguar para eliminar excessos e aguardar secagem total. Sobre o piso limpo e totalmente seco, aplicar REFITEX GALAXY puro, com mop apropriado. Em pisos porosos (Ex. Granilite, Marmorite) aplicar de 3 a 5 demãos. Em pisos menos porosos (Ex. Paviflex) aplicar de 2 a 4 demãos. Em caso de pisos muito porosos, recomenda-se a aplicação prévia de 2 a 3 demãos do REFITEX SELADOR. Aplicar as demãos em um único sentido. Esperar a secagem total de uma camada antes de aplicar a camada seguinte (o tempo estimado de secagem é de 15 minutos). Não caminhar sobre o piso úmido.

### VANTAGENS

- Anti-derrapante e auto-brilhante, dispensa o uso de enceradeira.
- Seu alto teor de sólidos reduz o número de demãos necessárias para obtenção do brilho, reduzindo os custos de manutenção.
- Aumenta a vida útil do piso devido a sua proteção.
- Reduz a possibilidade de contaminação microbiológica.
- Possibilita a manutenção com polidora tipo High Speed ou Ultra High Speed.

### CARACTERÍSTICAS

Aparência: Líquido leitoso  
Cor: Branco  
Odor: Característico  
pH (100%): 8,0 – 9,0  
Densidade: 1,01 – 1,03 g/mL  
Teor de sólidos: 22,0 – 24,0 %

### COMPOSIÇÃO

Emulsão de polímeros acrílicos, anti-espumante, plastificante, tensoativo aniônico, coadjuvantes, Conservante e água.

### PRECAUÇÕES

- Manter afastado de crianças.
- Não ingerir. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em abundância. Consulte um médico.

**EMBALAGEM:** Bombona Plástica de 5 litros **VALIDADE:** 24 meses a partir da fabricação.

**PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.331455/2019-33**